

BON À TIRER

ObjetRama

CONTACT :
RAISON SOCIALE :
CLIENT N°
COMMANDE :
DATE :

> DÉCHARGES

- > Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).
- > Votre logo a dû être modifié afin d'assurer la faisabilité du marquage

> MARQUAGE SEUL



INSTITUT DE RÉADAPTATION
DU CAP HORN
Soins de suite et de réadaptation

Technique d'impression : SÉRIGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : Rhodamine Red ●

Emplacement : COEUR
Taille de marquage : 110x30 mm

> PRÉVISUALISATION

*Par défaut, le BAT est présenté sur une taille L.
Selon la taille du textile sélectionné, les proportions
du produit varient, mais le marquage reste identique.*

TAILLE L



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.