

**BON À TIRER**

# ObjetRama

CONTACT : M Vincenzo GALVAGNO  
RAISON SOCIALE : FOCUS DISCOUNT  
CLIENT N° 259195  
COMMANDE : 653995  
DATE : 12/05/26

CASQUETTE 'CALYPSA BIO 5'  
NATUREL

Technique d'impression : transfert numérique  
Nb de couleur(s) : quadrichromie  
Couleur(s) : -

Emplacement : face avant  
Taille de marquage : 90x44 mm

## > DÉCHARGES

- > Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.
- > Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image).

## > MARQUAGE SEUL



Echelle : 100%

## > PRÉVISUALISATION



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LSK

**BON À TIRER**

# ObjetRama

CONTACT : M Vincenzo GALVAGNO  
RAISON SOCIALE : FOCUS DISCOUNT  
CLIENT N° 259195  
COMMANDE : 653995  
DATE : 12/05/26

CASQUETTE 'CALYPSA BIO 5'  
NATUREL

Technique d'impression : DTF  
Nb de couleur(s) : quadrichromie  
Couleur(s) : -

Emplacement : côté gauche  
Taille de marquage : 40x11 mm

## > DÉCHARGES

> Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'en quadrichromie, les couleurs peuvent présenter une variation en fonction des écrans et des différentes techniques d'impression.

## > MARQUAGE SEUL

**ZÜRIWERK**  
www.biohof-platte.ch

## > PRÉVISUALISATION



Echelle : 100%



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LSK